


MATERIAL

Probenröhrchen +
Abstrichtupfer



Umverpackungsröhrchen
für den Versand



Abstellhilfe:
ein kleines Gefäß.


VORBEREITUNG 01

Hände mit Wasser
und Seife waschen.



02

Den Deckel seitlich am
weißen Rand anfassen und
vom Röhrchen abschrauben.




03

Den Deckel auf den
weißen Rand ablegen.
Das Röhrchen in
das Gefäß stellen.




DIE PROBE 04

Für die Probe wird nur
der erste Strahl Urin
(ca. 10 ml) benötigt.



05

Die Pipette am oberen Ende
zusammendrücken,
in den Urin halten und
den Druck lockern. Der Urin
wird in die Pipette gesaugt.



HINWEIS:


Falls Abstrichproben
genommen werden, müssen
ZUERST die Wattestäbchen
in das Probenröhrchen (1.).
DANACH das Röhrchen
mit Urin befüllen (2.)






06

Den Urin aus der Pipette
in das Probenröhrchen
entleeren. Dazu
die Pipette am oberen
Ende zusammendrücken.




07

Das Röhrchen bis in
die Mitte des Sichtfensters
mit Urin befüllen.




08

Zum Verschließen den
Deckel NUR seitlich
anfassen (NICHT die Alufolie
berühren!) und den Deckel
auf das Röhrchen
schrauben.



09


Das Probenröhrchen
in das große
Umverpackröhrchen
stecken und dieses
zuschrauben.



BESCHRIFTEN & VERSAND


10

Auf dem Laborschein
Datum und Uhrzeit
von der Entnahme
des Abstrichs vermerken.



11

Den Laborschein
mit der Probe
in die Postbox legen.




12

Die verschlossene Postbox
in den Briefkasten
werfen. Der Versand ist kostenlos.



HINWEIS:

Die Probe darf keiner
Kälte ausgesetzt werden,
wie z.B. im Kühlschrank
oder über Nacht
im Briefkasten.



ERGEBNIS

13 Der Test ist kostenlos und anonym.
Mit der Testnummer kannst du das Ergebnis
bei deinem Gesundheitsamt erfragen.