


## MATERIAL

Probenröhrchen +  
Abstrichtupfer



Umverpackungsröhrchen  
für den Versand



Abstellhilfe:  
ein kleines Gefäß.

## VORBEREITUNG


01

Hände mit Wasser  
und Seife waschen.




02

Den Deckel seitlich am  
weißen Rand anfassen und  
vom Röhrchen abschrauben.




03

Den Deckel auf den  
weißen Rand ablegen.  
Das Röhrchen in  
das Gefäß stellen.



04


Abstrichtupfer aus  
der Verpackung nehmen.



## DER ABSTRICH


05

Abstrichtupfer an der  
Position festhalten und  
5 cm in die Vagina einführen.



06

Den Tupfer 10 Sekunden lang  
mit leichtem Druck an der  
Schleimhaut im Kreis bewegen  
und langsam aus der Vagina  
entfernen.






**07**

Den Tupfer mit dem Wattebausch nach unten in das Röhrchen stecken.




**08**

Das Tupferstäbchen an der Markierung abbrechen.




**09**

Zum Verschließen den Deckel NUR seitlich anfassen (NICHT die Alufolie berühren!) und den Deckel auf das Röhrchen schrauben.



**10**


Das Probenröhrchen in das große Umverpackröhrchen stecken und dieses zuschrauben.



## BESCHRIFTEN & VERSAND


**11**

Auf dem Laborschein Datum und Uhrzeit von der Entnahme des Abstrichs vermerken.



**12**

Den Laborschein mit der Probe in die Postbox legen.




**13**

Die verschlossene Postbox in den Briefkasten werfen. Der Versand ist kostenlos.



**HINWEIS:**

Die Probe darf keiner Kälte ausgesetzt werden, wie z.B. im Kühlschrank oder über Nacht im Briefkasten.



## ERGEBNIS

**14** Der Test ist kostenlos und anonym. Mit der Testnummer kannst du das Ergebnis bei deinem Gesundheitsamt erfragen.